



## **GUANTI IN NITRILE**

Ambidestri, sterili, lucidi, polsini bordati. La superficie della punta delle dita è extra ruvida (testurizzata).

- Senza lattice, inodore e senza polvere (Ideali per gli allergici al lattice)
- Può resistere al lavaggio IPA (alcol propilico ISO)
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare e in ospedale
- Resistenza chimica
- Contenuto di polvere: <2,0 mg / dm2</li>
- Sterili
- Durata: 3 anni dalla data di produzione

Devono essere conservati in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta.

## **MODO D'USO:**

- Asciugare bene le mani prima di indossare i guanti.
- Estrarre il prodotto dopo aver controllato l'integrità della confezione.
- I guanti devono essere indossati con cura; non applicare una forza eccessiva per tirare i guanti quando si indossano.
- Tenere le unghie corte e cambiarli frequentemente.
- I guanti devono essere buttati in un contenitore adeguato dopo l'uso, secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Certificazioni: CE - ISO 9001 : 2008 - ISO 13485 : 2003

Standard qualitativo: ASTM D 6319-2010 & EN455-I:2000 and EN455-II:2011

**CF144638** - Taglia M - lunghezza 23 cm x 9,5cm (+/- 1 cm)

**CF144639** - Taglia L - lunghezza 23 cm x 11cm (+/- 1 cm)

**CF144640** - Taglia XL - lunghezza 23 cm x 12cm (+/- 1 cm)

Spessore: palmo e dita 0.05mm

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI CONTATTA IL **FIELD SERVICE SPECIALIST** COMOLI FERRARI DELLA TUA ZONA:

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E SARDEGNA

ELISA ARIOLI 0321 440218 335 1628133 elisa.arioli@comoliferrari.it

LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA E MARCHE

ALEXIA LATO 0321 440276 alexia.lato@comoliferrari.it

LIGURIA E TOSCANA

LUCA MITOLO 050 7630100 335 6369901 luca.mitolo@comoliferrari.it